

# KONTROLLURIN FÜR TESTSTREIFEN ALLER FABRIKATE

# Labor+ Technik

EBERHARD LEHMANN GmbH

Diagnostika und Laborbedarf  
Beratung - Schulung - Kundendienst

Die Bundesärztekammer hat mit Beschluss vom 01.07.2011 die Rilibäk 2008 um die Teile B2, D2, und E2 erweitert und in Kraft gesetzt.

Der Richtlinienteil B2 sieht künftig auch für alle qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen eine interne und externe Qualitätssicherung vor.

Für Sie als Benutzer von Urinteststreifen bedeutet das, dass Sie bis spätestens 30.06.2013 auch in der Urinanalytik Kontrollproben mitführen müssen.

Dazu bieten wir Ihnen unsere Kontrollurine für Teststreifen „Dipper“<sup>®</sup> und „Dropper“<sup>®</sup> an. Diese zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Flüssig und gebrauchsfertig
- Aus Humanurin hergestellt
- 2 Konzentrationsbereiche
- Anwendung wie eine Patientenprobe
- Zur visuellen + automatischen Auswertung geeignet
- Werte für alle folgende Teststreifen-Parameter:  
Blut, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Leukozyten, Nitrit, Glucose, Keton, pH, spez. Gewicht, Ascorbinsäure, Mikroalbumin, Creatinin, hCG.
- Angaben für ca. 15 verschiedene Teststreifenfabrikate:  
77 Elektronika LabStrip, Accutest<sup>®</sup>, Accustrip<sup>®</sup>, Analyticon<sup>®</sup>, Clarity, Cole-Taylor/Fisher, Diascreen<sup>®</sup>, Henry Schein<sup>®</sup>, RIS Diagnostics<sup>®</sup>, MACHEREY-NAGEL<sup>®</sup>, Mc Kesson<sup>®</sup>, Roche, Siemens<sup>®</sup>, Teco Diagnostics, Uriscan<sup>™</sup>.  
Weitere Werte auf Anfrage

#### Bestellinformation:

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Inhalt / ml
Dipper	LT-ZUTEN015	3 x 2 x 15 Level 1 + 2
Dipper	LT-ZUTEA015	6 x 15 Level 2
Dropper	LT-ZUTT025	2 x 2 x 25 Level 1 + 2
Dropper Plus	LT-ZUTT005	10 x 15 Level 1 + 2 30 Tage bei RT haltbar



Zwei unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- „Dipper“ Kontrollurin in Röhrchen zum direkten **Eintauchen** des Teststreifens.  
**Vorteil:** sehr einfache Handhabung, haltbar nach dem Öffnen 3 Monate bzw. für 20 Eintauchungen.
- „Dropper“ Kontrollurin in Tropfflaschen zum sparsamen **Auftropfen** der Kontrolle direkt auf die Teststreifenfelder.  
**Vorteil:** die Kontrolle ist bis zum Verfalldatum haltbar.

**LABOR + TECHNIK**  
Eberhard Lehmann GmbH  
Robert-W.-Kempner-Str. 6  
D-14167 Berlin  
Tel.: 0 30/80 90 26 63  
Fax: 0 30/80 90 26 65  
Web: [www.lt-sys.de](http://www.lt-sys.de)  
E-Mail: [labor-technik-lehmann@t-online.de](mailto:labor-technik-lehmann@t-online.de)

**LABOR + TECHNIK**  
Eberhard Lehmann GmbH  
A-5020 Salzburg  
Tel.: 06 62/43 94 40  
Fax: 06 62/43 00 51

**LT-SYS<sup>®</sup>**

Quantimetrix-Kontrollurin-14/02/12